

TECHNICAL DATA SHEET

V-Print c&b temp

Resistenza alla flessione su 3 punti	132 MPa	analogo a DIN EN ISO 10477
Modulo di elasticità	4,4 GPa	analogo a DIN EN ISO 10477
Forza di compressione	460 MPa	analogo a ISO 9917
Assorbimento d'acqua	17,63 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$	analogo a DIN EN ISO 10477
Solubilità in acqua	0,68 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$	analogo a DIN EN ISO 10477
Durezza superficiale	24 HV1	
Contenuto di riempitivo	26 % en peso	DIN 51081

La misurazione riportata non rappresenta un valore specifico nell'ambito del sistema di certificazione della qualità di VOCO GmbH.